

KYNTel



ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO DE 3 ESTIRPES

Características:

- Pantalla LCD táctil a colores de 9.7"
- Se necesitan menos muestras para las pruebas
- 60 muestras por hora.
- 21 parámetros + 3 histogramas.
- Uso prolongado hasta 24 horas.
- Sistema de limpieza automática.
- Impresora térmica incorporada, compatible con impresoras externas.
- Eliminación de atascos inteligente, función de alarma.
- Calibración automática y manual disponibles.



Modelo	BK-3200
Rendimiento	60 muestras / hora
Principio	Impedancia por WBC, diferenciación y/RPC
Canales	2
Parámetros	21 parámetros
Histogramas	3 histogramas
Volumen de la muestra	Sangre total 12 µl. Prediluido 20 µl
Calibración	manual, autocalibración
Modos de recuento	venoso, capilar y prediluido
Modelo de impresión	automática y manual
LIS	Soporta LIS bidireccional
Idioma	Chino, inglés, español, francés, ruso y ucraniano
Reactivo	diluyente 10L. Agente hemolítico 250 ml, limpiador de sonda
Entrada de Datos	Pantalla táctil de 9.7"
Salida	Impresora térmica incluida.
Papel de impresora	57 x 30 mm
Interfaz	4 puertos USB, puerto ethernet y puerto RS232
Almacenamiento	100,000 resultados con histogramas
Desatascar	Quemado de alta tensión, lavado inverso de alta presión.
Temperatura de trabajo	15 - 30 °C
Fuente de alimentación	110 - 240 AC, 50 - 60 hz, 150 VA
Humedad relativa	30 - 85 %
Presión atmosférica	70.0 - 110 kPa
Tamaño exterior	295 x 467x 418 m