

APARATO P/ LA DEMO. DE GRAVEDAD (PARALELEPIPEDO ARTICULADO) - INTECK



Aparato para la demostración de la gravedad (paralelepípedo articulado) de la marca Intek Plus. Una estructura rectangular de aluminio con una segunda base en su parte media, del cual en su centro posee una cuerda con un péndulo. Este paralelepípedo posee en sus articulaciones la facilidad de inclinarse a ambos lados, de esta forma se observa que el péndulo no cambia de posición y siempre apuntará al centro de la tierra. Este aparato confirma el concepto que Arquímedes definió como “centro de gravedad” que es el punto en el cual se considera está concentrado el peso de un cuerpo, en este punto podremos sostener el objeto en equilibrio no importa la posición del cuerpo.

Características:

- Material aluminio y metal.
- Dimensiones h= 300, 150 x 90 mm.
- Péndulo de 10 gr.

