



KYNTTEL

 www.kyntel.com



MOD: K-B II23A

Visita nuestra
página web:
www.kyntel.com



AUTOCLAVE HORIZONTAL CON IMPRESORA

KYNTTEL ofrece una amplia gama de equipos de laboratorio de alto rendimiento para aplicaciones de investigación académica, productos farmacéuticos, productos químicos, alimentos y bebidas y laboratorios de ensayo.

Su satisfacción es nuestra prioridad, haremos todo lo posible para que su inversión sea la mejor.



AUTOCLAVE HORIZONTAL CON IMPRESORA

El Autoclave es el equipo que utiliza la presión de vapor saturado para la esterilización de productos de forma rápida y fiable. Es aplicable para ser utilizado en el trabajo médico y sanitario, institutos científicos y la agricultura. Es un equipo ideal para la esterilización de los equipos médicos, apósitos, vidrios, medios de cultivo y de licor, etc.

Características Técnicas:

- 🌱 EUROPEA DE CLASE B Estándar.
- 🌱 Esterilización de temperatura: 134°C/121°C.
- 🌱 Especial de esterilización: Mata HV activo, HBV, BSE y Espora
- 🌱 Seco procedimiento: Secado al vacío fuerte, humedad residual <0.2%.
- 🌱 Pantalla LCD
- 🌱 Prueba de penetración de vapor Bowie y pene, prueba de vacío, prueba de hélice.
- 🌱 Seguridad: Válvula de seguridad, bloqueo automático de doble presión.
- 🌱 Sistema de suministro de agua: Tanque de agua destilador 3L, tanque de aguas residuales 3L.
- 🌱 Procedimiento limpio: Limpia automáticamente el interior de la tubería y el generador de vapor.

Especificaciones Técnicas:

- 🌱 Material: Acero inoxidable.
- 🌱 Modelo: K-B23II
- 🌱 Poder: 2300 W.
- 🌱 Fuente de alimentación: AC220V/110V±10% 50/60Hz±1Hz.
- 🌱 Capacidad: 23 L.
- 🌱 Salida de interface RS-232
- 🌱 Impresora.
- 🌱 Tamaño externo:
 - Largo:600mm
 - Ancho:445mm

Alto:380mm

 Tamaño interno: Ø250x440 mm.

 Tamaño del paquete:760 × 570 × 450 mm.

 Peso: 53 kg

 Color: morado/ azul

Accesorio:

 1 cable de poder

 1 empaquetadura de repuesto

 3 bandeja de esterilización

 1 manguera.

 1 espátula

 1 taza de medir 500 ML

 2 rollos papel para impresora

Garantía:

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.