

KYNTEL

 www.kyntel.com

MOD: YX-18LD



AUTOCLAVE VERTICAL

Visita nuestra
página web:
www.kyntel.com

DESCRIPCIÓN:

El Autoclave es el equipo que utiliza la presión de vapor saturado para la esterilización de productos de forma rápida y fiable. Es aplicable para ser utilizado en el trabajo médico y sanitario, institutos científicos y la agricultura.



AUTOCLAVE VERTICAL

MOD: YX-18LD

CARACTERISTICAS:

1. Estructura completamente de acero inoxidable.
2. Indicador de presión de indicación de doble escala.
3. Calefacción eléctrica.
4. Fácil funcionar, seguro y confiable.

PARAMETROS:

- ✓ Capacidad de 18 litros
- ✓ Potencia: 2.0 KW
- ✓ Voltaje: 220V/50Hz
- ✓ Temperatura de trabajo: 126°C
- ✓ Rango de ajuste de temperatura: 126°C
- ✓ presión laboral: 0.14 -0.16 MPa
- ✓ Max. Presión de seguridad: 0.165Mpa
- ✓ Calor promedio: $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
- ✓ Dimensiones totales: 410×410×520 mm
- ✓ Peso: 18/16KG

GARANTIA:

12 meses a partir de la fecha de entrega, siempre y cuando los equipos hayan sido usados para los fines para los cuales fueron destinados.

