

BALANZA CON TALLÍMETRO ADULTO MECÁNICA

Marca: GREETMED

Mod: GT131 – 200

Es una balanza que puede tanto pesar el cuerpo como medir la talla. La designación de este producto cumple la Recomendación Internacional de la OIML R76. La balanza tiene las ventajas de gran variedad de pesaje, exactitud y alta sensibilidad. Es extensamente aplicable para medir el peso y la altura de la persona en empresas, colegios, hospitales, clínicas y departamentos de deportes, por lo tanto, es un dispositivo para exámenes básicos del departamento médico.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Estructura metálica de alta resistencia de color blanco anticorrosiva.
- Soportes antideslizantes.
- Soportes rodables su para fácil traslado.
- Tallímetro metálico de color negro.
- Plataforma antideslizante.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Máxima Capacidad: 200 Kg.
- Escala de División: 100 g.
- Altura de Medición: 75 - 200 cm.
- Valor Mínimo de Altura por División: 0.5 cm.
- Área de Plataforma: 375(L) x 275 (A) mm.
- Medidas: 530(L) x 275(A) x 148 (H) mm.
- Peso Neto: 15 Kg.

