



BALON DE FONDO PLANO BOCA ESMERILADA NS 29/32 – KYNTEL

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado con vidrio de borosilicato, con pared gruesa de diseño, durable y reutilizable.
- Claridad, robustez, resistencia al calor y al choque térmico.
- Base plana.
- Boca esmerilada uniforme, con terminación



PRESENTACIÓN:

Kyntel, líder en productos para laboratorios, investigación y análisis, presenta su **balón de fondo plano boca esmerilada NS 29/32 de varios volúmenes**. El balón de fondo plano es un recipiente de vidrio de alta calidad, resistente y duradero, está fabricado de borosilicato que le permite soportar altas temperaturas, además, cuenta con una boca esmerilada que permite conectarse con otras herramientas para ser utilizados en diversos procedimientos que se requieran en laboratorios químicos, de investigación, entre muchos otros usos.

PRESENTACIONES:

Volumen	Ø Ext.	altura	Esmerilado	Ø boca int.
2000 ml	165 mm	260 mm	35.1 mm	29 mm
1000 ml	135 mm	200 mm	36.5 mm	29 mm
250 ml	85 mm	138 mm	33 mm	29 mm
100 ml	65 mm	98 mm	30 mm	29 mm

