

KYNTEL

 www.kyntel.com

MOD: XH-1001



Visita nuestra
página web:
www.kyntel.com

BAÑO FLOTANTE PARA TEJIDOS

DESCRIPCION:

El baño de flotación está diseñado para ayudar con el manejo de muestras en los laboratorios de histología y patología. Es esencialmente un baño de agua caliente destilada que permite la manipulación meticulosa y la localización de cortes sobre las capas de cristal.



BAÑO FLOTANTE PARA TEJIDOS

MOD: XH-1001

Características

Carcasa exterior de plástico industrial muy resistente.

Con regulador de temperatura

Interior de acero inoxidable

Tamaño 270 mm de diámetro x 210mm de altura

Voltaje 110 – 220 / 50-60 Hz

Potencia 200W

Rango de temperatura: Ambiente – 75° C

Garantía:

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.



