

KYNTel

 www.kyntel.com



MOD: THZ-82

BAÑO MARIA CON AGITADOR

DESCRIPCION:

Este modelo de baño maría es un tipo de instrumento que combina agua de baño a través de cuya temperatura se puede controlar con vibración. Pantalla digital LED de alta precisión. Este modelo de equipos se utiliza ampliamente en los laboratorios, como microbiología, protección ambiental, saneamiento, industria de alimentos.

Visita nuestra
página web:
www.kyntel.com



BAÑO MARIA CON AGITADOR

MOD: THZ-82

Características:

- Capacidad Aprox. 11 Litros.
- Visualización de datos y un control preciso de temperatura.
- Temporizador mecánico.
- Apto para incubación de tubos de ensayo usando una gradilla para tubos.
- Ajuste de velocidad, estado de operación, estabilidad y de fácil manejo.
- Vibración sin derramar el agua
- Interior del tanque en acero inoxidable.
- Velocidad de agitación: Hasta 300r/min.
- Control de temperatura: Ambiente – 100°C
- Precisión de temperatura: +/- 0.5°C
- Rango de vibración: 20mm
- Energía de calefacción: 1800 watts
- Control de tiempo: 0 – 120 minutos
- Energía: 220VAC, 50 Hz.
- Dimensiones de la cabina de trabajo: 39 x 29 cm
- Dimensiones totales: 71 x 55 x 49 cm.

Garantía:

12 meses a partir de la fecha de entrega, siempre y cuando los equipos hayan sido usados para los fines para los cuales fueron destinados.

