

KYNTEL

 www.kyntel.com

MOD: S11



Visita nuestra
página web:
www.kyntel.com



AGITADOR DE TUBOS VORTEX

DESCRIPCION:

Su estructura de diseño es de un producto razonable, material sofisticado, temperatura constante, control de temperatura de alta precisión, tiempo de calentamiento corto, poca pérdida de calor, y un rendimiento fiable, fácil manejo; son sus principales características.



BAÑO MARIA DIGITAL

MOD: S11

Capacidad:

Capacidad de 4 litros. Cámara de trabajo en acero anticorrosivo.

Controles:

Display digital. Luz indicadora de encendido

Luz indicadora de temperatura. Luz indicadora de emergencia

Rango de Temperatura:

Programable desde 5° sobre temperatura ambiente hasta 99° C

Fluctuación de temperatura:

Fluctuación de temperatura de $\pm 0.5^{\circ}$ C. Microprocesador PID, brindando mayor exactitud y fiabilidad.

Fuente de energía

Fuente de energía eléctrica de 220 V por 50/60 Hz

Medidas:

Medidas internas de trabajo 16.5 x 16.5 x 17cm.

Garantía:

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.

