



CONTOMETRO DE 1 TECLA MECANICO DE ABS - UIC1300 – KYNTEL

CARACTERÍSTICAS:

- Totalmente mecánico.
- Totalmente realizado en ABS.
- Rango de conteo de 0 hasta 9999.
- Botón pulsador de conteo.
- Botón giratorio de puesta a cero.
- Portátil, presenta gancho para sostener en el dedo.
- Ligero.
- Dimensiones: Ø 4.4 cm x 31 mm.



PRESENTACIÓN:

Kyntel, líder en productos, equipos, herramientas y accesorios para laboratorios, investigación y análisis, presenta su **contómetro de 1 tecla mecánico de ABS modelo UIC1300**. Consiste en un aparato manual pequeño que posee un pulsador el cual registra una anotación numérica al ser pulsado, este se va incrementando a medida que se vuelve a presionar. De esta forma se podrá contabilizar distintos eventos o conteos que se suscitan de forma fácil y segura. Posee una pantalla de cuatro dígitos analógico que giran en armonía con el pulsador. Esta herramienta es ampliamente usada en colegios, institutos, academias, universidades, entre otros.

