



DENSIMETRO BRIX DE 20 - 30 HM KYNTEL

CARACTERÍSTICAS:

- División de escala densímetro: Brix
- Rango de 20 – 30 HM
- Con perdigones
- Temperatura de Referencia 20°C
- Tamaño: 290 mm



PRESENTACIÓN:

Kyntel, líder en productos para laboratorios, investigación y análisis, presenta su **Densímetro Brix de 20 a 30 HM**. Un densímetro es un aparato que mide la densidad de los líquidos fundamentándose en el principio de Arquímedes. Los densímetros están formados por varillas de vidrio hueco que presentan un ensanchamiento en la parte inferior y que contiene un lastre. Al sumergirlas en un líquido flotan, cumpliéndose que el peso del volumen de líquido desalojado es igual al peso de todo el aparato; por tanto, se hundirán más o menos según sea la densidad del líquido. Vienen graduados en densidades Brix.

