



PRESENTACIÓN:

Kyntel, líder en productos para laboratorios, investigación y análisis, presenta su línea de **Densímetros universales**. Un densímetro es un aparato que mide la densidad de los líquidos fundamentándose en el principio de Arquímedes. Los densímetros están formados por varillas de vidrio hueco que presentan un ensanchamiento en la parte inferior y que contiene un lastre. Al sumergirlas en un líquido flotan, cumpliéndose que el peso del volumen de líquido desalojado es igual al peso de todo el aparato; por tanto, se hundirán más o menos según sea la densidad del líquido. Vienen graduados en densidades (g/cm³).

DENSIMETROS UNIVERSALES KYNTEL

CARACTERÍSTICAS:

- División de escala: 0,01 g/cm³
- Precisión: $\pm 0,02$ g/cm³ aprox.
- Sin termómetro
- Con perdigones
- Temperatura de Referencia 20°C

Escalas	Dimensiones
1000 – 1100	(295 mm)
1000 – 1300	(255 mm)
1000 – 1400	(275 mm)
1100 – 1200	(295 mm)
700 – 1000	(288 mm)
800 – 1000	(290mm)
900 – 1000	(295 mm)

