

ELECTROSCOPIO CON ELECTRODO - LAMINA DORADA F/ RECTANGULAR - P060006 - INTECK PLUS



También llamado electroscopio de lámina es un instrumento científico que se utiliza para detectar la presencia y la magnitud de la carga eléctrica en un cuerpo. Para el reconocimiento y la comprensión de la carga eléctrica.

Modo de uso

Compruebe si el objeto está cargado: Toque el objeto a inspeccionar con la bola de metal en el electroscopio. Si se abre la lámina metálica del electroscopio, el objeto tiene carga, sino está descargada. Además, se pueden realizar diversos experimentos referentes a la conductividad eléctrica, cargas, etc.



Características:

Material: cobertura metálica, láminas de vidrio y de acrílico pavonado, electrodo metálico inoxidable, lámina de aluminio y fibras de cobre.

Dimensiones: 120 x 70 x h=150 mm

