





ELEVADOR DE 250MM DE ALUMINIO MODELO LI460-100

PRESENTACIÓN

Kyntel, líder en productos para laboratorios, investigación y equipos, presenta su Elevador de 250 mm de aluminio modelo LI460-100, el cual está fabricado en aluminio, tanto las plataformas superiores e inferiores, como su sistema de elevación. Presenta un perno transversal con manija de PVC robusto que detalla el orden de giro para elevar o descender la plataforma.

El elevador de laboratorio se utiliza principalmente para colocar accesorios sobre una plataforma sin necesidad de asegurarlos. Están diseñados para elevar y mantener todo tipo de equipos y aparatos como frascos, cubetas, baños, agitadores, placas calefactoras, etc.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con aluminio liso.
- Posee nivelación calibrada.
- Base con puntos antideslizantes.
- Perno central de regulación de altura.
- Sistema de elevación uniforme, estable y seguro. (altura de 70 a 300 mm)
- Perilla de PVC robusto con indicación de giro.
- Plataforma superior e inferior de tamaño amplio (250 x 200 mm)
- Posee un agujero en la plataforma superior que permite la instalación de un kit de varilla de soporte opcional.
- El peso máximo que resiste este modelo es de 38 kg. aprox.

