



PRESENTACIÓN:

Kyntel, líder en productos, equipos, herramientas y accesorios para laboratorios, investigación y análisis, presenta su **frasco lavador (pizeta)**, los frascos lavadores se utilizan en el laboratorio para tener distintos líquidos disponibles, que deben adicionarse de forma precisa y dosificada.

Disponemos en tres presentaciones siguientes:

FRASCO LAVADOR (PIZETA) – KYNTEL

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado plástico de alta calidad, flexible en su parte media.
- Posee tapa hermética enroscable con sorbete interno.
- Cuerpo flexible para regular la presión de salida del fluido interno.
- Punta dura con reducción final para mejor distribución del fluido interno.
- Graduación en cuerpo con alto relieve. .

	250 ml	500 ml	1000 ml
Altura	126 mm	165 mm	204 mm
Ø cuerpo	58 mm	70 mm	95 mm
Ø boca	23 mm	23 mm	11 mm

