



INCUBADORA DE BAÑO SECO DIGITAL

MOD. MINIBOX - KYNTEL

Descripción del producto

- **Mini box** Es ampliamente utilizado en la conservación y reacciones de muestras, amplificación de ADN y desnaturalización inicial de electroforesis, etc.

Características Técnicas

- Diseño energéticamente eficiente.
- Aplicable al adaptador de corriente de 24V.
- Precisión de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.
- El proceso del experimento es visible.
- Calibración electrónica. El usuario puede restablecer a cualquier estándar local.
- Bloques personalizados hechos para adaptarse a cualquier porta muestras.

Accesorios

- 1 cable de poder.
- bloque 15x2.0ml
- bloque 15x1.5ml
- bloque 24x0.5ml
- bloque 32x0,2 ml (para tiras de 8 tubos PCR de 0,2 ml)

Garantía

- 6 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.

MODELO

Minibox

Temperatura. Rango	RT.+5°C~100°C
Temperatura. Exactitud	$\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Intervalo de tiempo	1min~99h
Temperatura. uniformidad	$\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Exactitud de la pantalla	0.1°C
Temperatura. estabilidad	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Tiempo de calentamiento	$\leq 20\text{min}$ (De 40°C a 100°C)
Voltaje	DC24V/1.67A
Dimensión (mm)	145x113x110
Peso (kilogramos)	0.5

