




MICROSCOPIO BINOCULAR

IOS PLAN LED MOD. **UB2021-B**

PRESENTACIÓN:

Labor-Tech nuestra marca de microscopio, de alta calidad y nitidez, dispone de más de 50 modelos de esta herramienta indispensable en su centro de investigación, análisis o docencia. Desde biológicos, estéreos hasta digitales, nuestra línea de microscopios, cuentan con las más altas exigencias del mercado. Un asistente comercial le ayudará en la elección del mejor equipo para su necesidad.



CARÁCTERÍSTICAS:

- Estativo sólido realizado en material altamente resistente de línea moderna y funcional. Cuenta con un asa para fácil movilidad. Bordes del estativo redondeado.
- Tubo de observación binocular, inclinación de 30°, giratorio de 360°, rango de ajuste de la distancia de la pupila: 52-75 mm (48-75 mm opcional), dependiendo del grado ajustable. Ajuste de 5 dioptrías.
- Ocular de campo plano y punto alto, WF10X / 22m8, Oculares Planos WF20, Campo de visión de 12 mm, Punto alto de ojo hasta 21 mm.
- Revolver para 5 objetivos de estilo introvertido
- Platina móvil mecánica compuesta de 155 * 140 mm, móvil: 75 * 55 mm
- Condensador NA1.25NA1.25, Abbe, con perilla de regulación de altura, se puede colocar contraste de fase, ranura de campo oscuro, con dispositivo de ajuste central
- Perilla de enfoque macro y micrométrico en ambos lados; volante micro 0.1mm / vuelta, valor de celda 0.001mm.

ESPECIFICACIONES:

- **Objetivos:** 4X/0.10 ∞ /0.17, 10X/0.25 ∞ /0.25, 40X/0.65 ∞ /0.17, 100X/1.25 ∞ /0.17 de inmersión.
- **Revolver:** de 5 agujeros
- **Ocular:** 2 x WF 10X / 18
2 x WF 20X
- **Iluminación:** ajustable de 3W LED
- **Energía:** fuente de alimentación interna de 100-240 V.
- **Batería:** interna recargable.
- **Incluye:** funda y 02 fusibles (repuesto), 01 llave allen.