

## OCCLUSOR OCULAR ADULTO – NACIONAL



### DESCRIPCIÓN

Oclusor ocular adulto – Nacional, esta herramienta se utiliza en la prueba de cobertura (Uncover Test y Cover Test), para detectar una desalineación latente o manifiesta del estrabismo. El oclusor ocular, con un diámetro de aproximadamente 30 mm, de material ABS de 2.5 mm de espesor, viene en color negro mate, tiene las dimensiones: largo 15.8cm y ancho 15cm y posee un mango de plástico resistente.

Esta herramienta es ampliamente usado en clínicas, hospitales, centros de salud, entre otros.

