

PLANO INCLINADO C/ TABLERO DE FRICCIÓN Y ACCESORIOS BASICO (2145) - INTECK PLUS



Plano inclinado con tablero de fricción y accesorios básico (2145) - Inteck Plus. Es un conjunto de dispositivos que permite realizar experimentos de física en caída libre, de fuerzas, entre otros. Consiste en dos tablas de madera (60x10 cm) unidas por una bisagra, con una regla graduada metálica y una escuadra metálica graduada (30cm) que permitirá regular los ángulos de inclinación de la madera superior para que cuando se realicen los ejercicios se puedan tomar distintos datos. Asimismo, en su extremo libre posee una polea fija regulable en el cual se podrá colocar una cuerda, elástico o resortes con los que se harán experimentos sobre las fuerzas de tensión que ejercen según la masa colocada en sus extremos. Incluye además una pesa y un carrito de plástico con gancho. Este sistema es ampliamente utilizado en colegios, institutos, academias, universidades, entre otros.