

POLEA DOBLE DE POLIPROPILENO PARALELO C SOPORTE Y GANCHO DE METAL 5 CM DE DIAMETRO (P030027) - INTECK



Polea doble de polipropileno con soporte y gancho metálico de 5 cm de diámetro (P030027) de la marca Intek. Es una serie de dos poleas de polipropileno duro negro de 5 cm de diámetro, unidos en paralelo por su eje, ensamblada en una estructura metálica inoxidable con ganchos en ambos extremos. Con estas poleas se podrán realizar múltiples experimentos o pruebas, anexándolas a otras poleas o plataformas, utilizando cuerdas o ligaduras con los cuales se podrán realizar distintos experimentos de física, química, mecánica, entre otros.

Hecho en materiales de alta calidad tiene una consistencia y estabilidad que le permitirá realizar sus experimentos de forma segura y confiable.

