

POLEA TRIPLE DE METAL PARALELA C/ SOPORTE Y GANCHO METALICO 5 CM. (P030034) - INTECK -



Se complementan:



Polea triple de metal paralela con soporte y gancho metálico de 5 centímetros (P030034) de la marca Intek. Es un juego de tres poleas ensambladas de cinco centímetros de diámetro, en paralelo en su eje, posee un soporte metálico y ganchos en su parte superior e inferior con el cual se podrá realizar múltiples experimentos o pruebas. Como por ejemplo en física de MRU, energía elástica, leyes de Newton, etc,

Hechos en aluminio de alta calidad tiene una consistencia y estabilidad que le permitirá realizar sus experimentos de forma segura y confiable. Asimismo, su soporte metálico es de acero inoxidable que le garantiza un largo tiempo de vida de este producto.