


SET DE LABORATORIO MOVIL PARA ELECTRODINAMICA (ELECTRICIDAD 1)-P060091-INTECK PLUS




Set de laboratorio móvil para electrodinámica (electricidad 1) P060091 de la marca Inteck Plus. Presenta un tablero de con agujeros en los cuales se podrá conectar los accesorios incluidos del modo tal que se construirá un circuito eléctrico o electrónico. Este set permitirá instruir sobre la teoría y principios básicos de la electrónica de forma fácil y segura. Este aparato es utilizado en colegios, institutos, academias, centros de formación técnica, universidades, entre otros. También tiene aplicación en centros de investigación de empresas de diversos rubros.

Incluye:


- 1 x placa de circuito
- 22 x cables, conectores.
- 4 x resistencias.
- 3 x switches.
- 4 conectores de batería.

SET DE LABORATORIO MOVIL PARA ELECTRODINAMICA (ELECTRICIDAD 1)-P060091-INTECK PLUS

4 resistencias



3 interruptores unipolares



Caja de batería No. 4



alambre

TAMAÑO

Peso : 772g

