

SIMULADOR DE NEUMOTORAX / DRENAJE PLEURAL (HIDROTORAX ARTIFICIAL)


TM-465 - TECH-MODEL



Tech-Model, presenta el Simulador de Neumotorax drenaje pleural (hidrotórax artificial) modelo TM-465. En el cual se podrá hacer la simulación de un drenaje pleural debido a un neumotórax. Un neumotórax es un colapso pulmonar, es cuando el aire se filtra dentro del espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. El aire hace presión en la parte externa del pulmón y causa el colapso. El drenaje pleural permite retirar aire, sangre o líquido de la cavidad pleural, expandir los pulmones y eliminar el desplazamiento mediastínico que conlleva trastornos hemodinámicos.

Este modelo presenta el torso de un varón con zonas expuestas o sin piel en donde se podrá observar los huesos de las costillas. Es por estos lugares que se realiza el drenaje pleural, utilizando las herramientas y accesorios adecuados, aplicando técnicas aprendidas previamente.

El simulador es de PVC de alta calidad y realista, la textura de la piel, el tamaño entre otras cualidades, permite a los alumnos a instruirse adecuadamente utilizando la práctica.



SIMULADOR DE NEUMOTORAX / DRENAJE PLEURAL (HIDROTORAX ARTIFICIAL)

TM-465 - TECH-MODEL

