

KYNTel



TUBO DE PRUEBA DE 12 X 75 - KYNTEL

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de vidrio borosilicato.
- Fondo en forma de U.
- Dimensiones: Ø 12 mm x 75 mm
- Ø interno 10 mm
- Espesor 0.8 mm
- Temperatura soportable de 140° C

PRESENTACIÓN:

Kyntel, líder en productos, equipos y accesorios para laboratorios, investigación y análisis, presenta **tubo de prueba 12 x 75 mm**. Un tubo de prueba o también llamado de ensayo es un recipiente de vidrio o plástico transparente que es mucho más largo que ancho, comúnmente tiene un fondo en forma de U y una parte superior abierta. Los tubos de ensayo se utilizan para contener, mezclar, calentar experimentos químicos, entre otros usos. Se encuentran fabricados en vidrio borosilicato que permite una muy buena resistencia a químicos y al calor.

