


SIMULADOR UNIDAD DE AUSCULTACION CARDIOPULMONAR NEONATAL

TMA/Z960N-1



El Simulador de Auscultación Cardiopulmonar Neonatal modelo **TMA/Z960N-1** de la marca Tech-Model, es una herramienta que permite capacitar sobre sonidos respiratorios normales y anormales de una neonato. Asimismo, sonidos cardiacos normales y anormales de un neonato.



SIMULADOR UNIDAD DE AUSCULTACION CARDIOPULMONAR NEONATAL

TMA/Z960N-1

Este equipo posee 31 sonidos cardiacos, 9 sonidos pulmonares y 3 sonidos intestinales de un neonato, los cuales son fácilmente elegibles a través de su panel central en el cual incluso, está descrito textualmente el sonido a elegir. Asimismo, este panel central se conecta vía un cable especial que empalma a una pequeña consola de regulación de volumen hacia el estetoscopio.

Este simulador es ampliamente usado en universidades, institutos, centros de capacitación médica, de entrenamiento de primeros auxilios, enfermería, entre otros.



Incluye:

1 x panel central

1 x estetoscopio de simulación

1 x manual de uso

1 x cargador

