

KYNTEL

**TODO EN
AUTOCLAVES**

MOD: MOD: YX-18LM



AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGA X 18 LT.

**GARANTIA 12
MESES**

NUESTRA CALIDAD: Las Autoclaves KYNTEL están hechas con los más altos estándares de calidad, tiene garantía de un año y cuentan con soporte técnico permanente. Tenemos en todos los tamaños para cubrir cualquier requerimiento.

Su satisfacción es nuestra prioridad, haremos todo lo posible para hacerle feliz.



AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGA X 18 LT. MOD. YX-18LM – KYNTEL

El Autoclave es el equipo que utiliza la presión de vapor saturado para la esterilización de productos de forma rápida y fiable. Es aplicable para ser utilizado en el trabajo médico y sanitario, institutos científicos y la agricultura. Es un equipo ideal para la esterilización de los equipos médicos, apósitos, vidrios, medios de cultivo y de licor, etc.

Características Técnicas:

-) Estructura completamente de acero inoxidable.
-) Tipo de rueda de la mano de la estructura de la puerta del abrir-rápido.
-) El indicador luminoso indica estado de trabajo.
-) Indicador de presión de indicación de doble escala.
-) Alcance del tiempo: 0 ~ 60min.
-) Apague automáticamente con el pitido que recuerda después de la esterilización.
-) Calefacción eléctrica.
-) Fácil funcionar, seguro y confiable.

Especificaciones Técnicas:

-) Capacidad de 18 litros
-) Potencia: 2.0 KW
-) Voltaje: 220V/50Hz
-) Temperatura de trabajo: 126°C
-) Tiempo de trabajo: 0 – 60 min
-) Max. Presión de seguridad: 0.165Mpa
-) Calor promedio: $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
-) Dimensiones totales: 410×410×430 mm
-) Peso: 14KG