



CÁMARA DE VIDEO P/ MICROSCOPIO C/ PANTALLA LED 11.6" HD - 16 MP

DESCRIPCIÓN:


Cámara de video para microscopio con pantalla led de 11.6" HD – 16 megapíxeles.

Presentamos nuestra cámara para microscopio de 16 megapíxeles, el cual dispone de una pantalla HD de 11.6". Es una minipc con sistema operativo Windows 10, en el que se podrá apreciar las imágenes capturadas por la cámara para gestionarla o proyectarla. Tiene una amplia posibilidad de usos según la necesidad y habilidad del usuario.



CARÁCTERÍSTICAS:

- Práctica, liviana, completa y de gran resolución, Cámara all in one con Windows 10 de 64 bits.
- Opción de almacenamiento gracias a sus puertos USB, compatibles también con teclados y mouses.
- Posibilidad de proyección directa a proyector, tv o cualquier otro dispositivo gracias a su puerto HDMI.
- Compatible con cualquier modelo de microscopio, monoculars, binoculars, trinoculars, etc. Gracias a su conector universal tipo C



TYPE-C DC-12V

ESPECIFICACIONES:

- Cámara HD all in one tipo Tablet con Windows 10.
- Sensor 1/2.3
- Resolución 16 MP
- Procesador Intel GLK
- Conectividad: Bluetooth 4.2, wifi 2.4 ghz/ 5 ghz, 802.11 a/b/g/n/ac protocolos.
- Puertos USB 2.0 (1), USB 3.0 (2), HDMI, WAN/LAN
- Alimentación eléctrica: DC-12V/2^a
- Dimensiones: 285.3 x 177 x 12.5 mm
- Peso 0.9 kg.