



BAÑO MARIA DIGITAL X 2 LT. MOD. WB101-2-KYNTel/ FOUR

Características Técnicas

- El rango de temperatura ajustable es de hasta 99°C
- Control de temperatura preciso: precisión de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- El modo de programa puede almacenar hasta 3 programas
- Cámara duradera de acero inoxidable
- Tapa transparente

Accesorios

- 1 cable de poder.

Garantía

- 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.



MODELO

WB101-2

Aporte

200-240VAC,50/
60HZ
100-120VAC,50/
60HZ

Potencia [W]

200

Rango de temperatura de calentamiento [°C] (bajo atmósfera estándar)

Temperatura ambiente. +5~99

Estabilidad de temperatura [°C]

$\pm 0,5$

Rango de ajuste de tiempo [min]

1-999

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) [mm]

252*188*285

Capacidad del depósito[L]

2

