

KYNTel



BAÑO MARIA DIGITAL X 5 LT. MOD. WB201-5 - KYNTEL/ FOUR

Características Técnicas

- El rango de temperatura ajustable es de hasta 99°C
- Control de temperatura preciso: precisión de $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- El modo de programa puede almacenar hasta 3 programas
- Cámara duradera de acero inoxidable
- Tapa transparente

Accesorios

- 1 cable de poder.
- 1 gradilla

Garantía

- 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.



MODELO

WB201-5

Aporte

200-240VAC,50/60HZ
100-120VAC,50/60HZ

Potencia [W]

450

Rango de temperatura de calentamiento [$^\circ\text{C}$] (bajo atmósfera estándar)

Temperatura ambiente. +
~99

Estabilidad de temperatura [$^\circ\text{C}$]

$\pm 0,5$

Precisión de visualización de temperatura [$^\circ\text{C}$]

0.1

Rango de ajuste de tiempo [min]

1-999

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) [mm]

394*188*285

Capacidad del depósito[L]

5

Peso [kg]

4.5



K[®] KYNTEL
WORLDWIDE