



APARATO PARA CALENTAR SANGRE, HEMODERIVADOS Y SOLUCIONES DE PERFUSIÓN - **ASTOFLO PLUS ECO**

Descripción:

ASTOFLO PLUS ECO es un aparato universal para calentar todas las soluciones de perfusión y hemoderivados para el servicio de cirugía, en el área de cuidados intensivos y en todos los demás servicios hospitalarios.

En este aparato eléctrico se calientan todos los fluidos médicos en el instrumental estándar de perfusión (sin necesidad de desechables especiales) y se mantienen calientes hasta llegar a la cánula del paciente.

Datos técnicos

- El perfil de calentamiento, calentado eléctricamente, con sensores de temperatura integrados garantiza el mejor calentamiento y la máxima seguridad gracias a la regulación en función del caudal.
- En el recorrido hasta el paciente el fluido se calienta activamente en el proceso continuo en seco hasta llegar a la cánula del paciente.
- Hay a disposición dos perfiles diferentes de calentamiento según sean las exigencias médicas.

- Hay a disposición dos perfiles de calentamiento según sean las exigencias médicas.
- Perfil WP31/WP32
- Para todo el instrumental estándar de perfusión y sangre con aprox. 4 mm de diámetro exterior en el servicio de cirugía, en los servicios de cuidados intensivos y normales.
- En la diálisis y en el caso de hemo filtración para calentar el tubo de retorno de sangre.
- El perfil WP31/WP32 está disponible en las longitudes de 180cm y 240 cm.
- Perfil WP33/WP34
- Para todas las aplicaciones médicas como el perfil WP31 / WP32 en las que se usa instrumental aprox. 6-7 mm de diámetro exterior.
- El perfil WP33/WP34 está disponible en las longitudes 180cm y 240 cm.
- Indicaciones para el pedido
- Calentador ASTOFLO PLUS ECO
- N°. de pedido: AFP300-Cable de conexión al perfil de calentamiento 40 cm.
- N°. de pedido: AFT302- Cable de conexión al perfil de calentamiento 80 cm

Accesorios

Perfil WP31/WP32 (azul) para instrumental estándar con 4-5 mm de diámetro exterior.

Longitud 180 cm N° de pedido: WP31

Longitud 240 cm N° de pedido: WP32

Perfil WP33/WP34 (gris) para instrumental estándar con 6-7 mm de diámetro exterior.

Longitud 180 cm N° de pedido: WP33

Longitud 240 cm N° de pedido: WP34