

KYNTEL



KYNTEL

INCUBADORA DE 54 LT

TEMP. CONSTANTE

TACTIL (RT+5~85°C)

MOD. BJPX-H54BK(G) - KYNTEL

Modelo: BJPX-H54BK(G)

Modelo	BJPX-H54BK(D/G)	BJPX-H88BK(D/G)	BJPX-H160BK(D/G)
Capacidad	54L	88L	160L
Control de Temperatura	RT100		
Tamaño Interno (mm)	395*34*395	500*350*500	558*505 600
Tamaño Externo (mm)	Tipo D: 536*548*681 Tipo G: 540*545*590	Tipo D: 650*532*793 Tipo G: 630*530*695	Tipo D: 718*691*890 Tipo G: 700*690*810
Estantes	2 pcs/ ajustable		
Uniformidad de la temperatura	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ (37 °C)		
Consumo de Energía	345W		



Descripción General

- * Garantía : 1 año
- * Soporte: OEM, ODM
- * Temperatura: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (a 37°C)
- * Tiempo: 1~9999mins
- * Método de control de temperatura: RT100
- * Estantería : 2 pcs/ajustable
- * Lugar de origen: Shandong, China
- * Clasificación : Dispositivo termostático de laboratorio
- * Rango de Tiempo : 0~999h
- * Estabilidad de la temperatura : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (37 °C)
- * Temperatura Ambiente : 5 ~ 30 °C(recomiendo 25 °C $\pm 2^{\circ}\text{C}$)

Descripción del Producto

- * Pantalla táctil LED grande.
- * Tipo D : con puerta de cristal interior.
- * Tipo G : con ventana de visualización.
- * Microordenador controlador.
- * Cámara de acero inoxidable.

