

KYNTEL



KYNTEL

INCUBADORA DE 80 LT

TEMP. CONSTANTE (RT+5~60°C)

MOD. BJPX-H80III -KYNTEL

Modelo: BJPX-H80III

Modelo	BJPX-H50III	BJPX-H80III	BJPX-H160III	BJPX-H270III
Capacidad	50L	80L	160L	270L
Consumo	600W	900W	1200W	2100W
Tamaño Interno	350*350*400	410*405*510	505*455*700	600*600*750
Tamaño Externo	490*540*740	550*590*850	655*640*1030	750*795*1080
Estantes	2 pcs/ ajustable		3 pcs/ ajustable	
Peso Bruto	64	80	120	150



Descripción General

- * Garantía : 1 año
- * Soporte: OEM
- * Temperatura de fluctuación: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- * Tiempo: 1~9999mins
- * Consumo: 900W
- * Peso (kg): 80
- * Lugar de origen: Shandong, China
- * Clasificación : Dispositivo termostático de laboratorio
- * Tamaño externo(cm) : 550*590*850
- * Capacidad : 80L

Descripción del Producto

- * Pantalla LCD
- * Controlador de temperatura del microordenador.
- * Diseño de doble puerta y sellado magnético de la puerta.
- * La cámara de trabajo adopta una estructura de ángulo redondo, fácil de limpiar.
- * Protección contra desbordamiento de agua.
- * Las ruedas están equipadas para facilitar el movimiento.



Función de seguridad

- * Protección contra sobretensión, alarma de mal funcionamiento del sensor de temperatura.
- * Los parámetros pueden guardarse automáticamente cuando se apaga el equipo o cuando hay un error en el sistema.
- * Alarma de alto y bajo nivel de agua, Apagado automático para bajo nivel de agua.