

KYNTEL



KYNTEL

INCUBADORA DE 88 LT

TEMP. CONSTANTE (RT+5~85°C)

MOD. BJPX-H88BK(G) -KYNTEL

Modelo: BJPX-H88BK(G)

Modelo	BJPX-H54BK(D/G)	BJPX-H88BK(D/G)	BJPX-H160BK(D/G)
Capacidad	54L	88L	160L
Consumo	345W		
Tamaño Interno	395*34*395	500*350*500	558*505 600
Tamaño Externo	Tipo D: 536*548*681 Tipo G: 540*545*590	Tipo D: 650*532*793 Tipo G: 630*530*695	Tipo D: 718*691*890 Tipo G: 700*690*810
Estantes	2 pcs/ ajustable		
Fuente de Alimentación	AC220V ± 10% 50/60Hz		



Descripción General

- * Garantía : 1 año
- * Soporte: OEM, ODM
- * Temperatura de fluctuación: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- * Tiempo: 0~999h
- * Temperatura ambiente: 5 ~ 30 °C recomendando 25 °C $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- * Uniformidad de la temperatura: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (a 37 °C)
- * Lugar de origen: Shandong, China
- * Clasificación : Dispositivo termostático de laboratorio
- * Capacidad : 54L
- * Método de control de temperatura : RT100
- * Uniformidad de la temperatura : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (a 37°C)



Descripción del Producto

- * Pantalla táctil LED grande.
- * Tipo D: Puerta de cristal interior.
- * Tipo G: Ventana de visualización.
- * Microordenador controlador.
- * Cámara de acero inoxidable