



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla digital de fácil lectura.
- Manto de fibra de vidrio sin álcalis.
- Resistente a la corrosión, resistente al calor y duradero.
- Calentamiento rápido sin llama abierta, larga vida útil.
- Calentador semiesférico interior.
- Mayor área de calentamiento, calor uniforme y eficiente.
- Función de agitación magnética.
- Botones a prueba de agua.

Incluye:

- 1 x manta de calentamiento digital.
- 1 x cable de poder.
- 1 x kit de soporte.
- 1 x sensor de temperatura.
- 1 x magneto agitador.
- 1 x manual de usuario.
- 1 x fusible de reemplazo.

MANTA DE CALENTAMIENTO DIGITAL CON AGITADOR MAGNETICO PARA BALON

PRESENTACIÓN

Kyntel presenta su serie de mantas de calentamiento digital con agitador magnético, de capacidades variadas con el cual se podrá realizar la agitación de cualquier producto de forma confiable y segura. Este equipo es utilizado en laboratorios de química y biología; y su función principal es aplicar calor, de manera uniforme, a recipientes con muestras en su interior y a la vez generar la agitación.

Especificaciones:

Modelo	Capacidad (ml.)	Temperatura máxima	Rango de velocidad (rpm)	Potencia (w)	Medidas externas (mm)	Voltaje (V)
DSHM250	250	450° C	0 - 1600	150	Interno ø 100 Externo ø 170 h = 175	200-240
DSHM500	500	450° C	0 - 1600	250	Interno ø 115 Externo ø 170 h = 170	200-240
DSHM1000	1000	450° C	0 - 1600	350	Interno ø 115 Externo ø 145 h = 205	200-240
DSHM2000	2000	450° C	0 - 1600	450	Interno ø 180 Externo ø 255 h = 225	200-240



Vista posterior



Panel digital

KYNTEL DSHM SERIES

