



MICROCENTRIFUGA CLINICA ANALOGA MOD. SH-120

PRESENTACIÓN

La microcentrífuga clínica análoga (centrífuga para hematocrito) modelo SH-120 de la marca Kyntel, está fabricado con materiales de alta calidad y resistentes. Estos equipos se utilizan para la determinación de fracciones de volumen de eritrocitos en sangre y también para la separación de micro sangre y soluciones. La centrifuga de hematocritos se utiliza principalmente en laboratorios clínicos y médicos para llevar a cabo pruebas de hematocrito. El hematocrito es un análisis de sangre que mide el porcentaje de glóbulos rojos en una muestra de sangre en relación con el volumen total de la sangre.

ESPECIFICACIONES

- Rango de velocidad: 0 – 12000 RPM
- Max. RCT: 15300 xg.
- Capacidad: 24 tubos capilares de 1.5 x 75 MM
- Temporizador: Hasta 60 minutos.
- Fuente de poder: 220 V 60 Hz
- Dimensiones: 300 x 280 x 270 mm
- Potencia: 100 w.
- Peso 10 Kg.

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de PVC es resistente y duradera.
- Incluye un interruptor de seguridad, que protege la apertura de la puerta, el motor se detiene.
- El temporizador mecánico de precisión que se puede configurar de 0 a 60 minutos.
- Posee velocidad lineal y estable.
- Incluye una tabla para leer hematocrito.
- Operación amigable.
- Dispone de piezas de metal en su rotor principal.
- Incluye un sensor de apertura de tapa.
- Lleva un switch de apertura de puerta

Contenido:

- 1 microcentrífuga.
- 24 tubos capilares para hematocrito (1.5 x 75 mm)
- 1 x cable de poder.
- 1 x tabla para leer hematocrito
- 1 x manual de uso

Condiciones de uso:

- Temperatura ambiente de 0 – 30 °C
- Humedad relativa <80%
- Evitar el polvo electroconductor, gases explosivos y corrosivos en el aire circundante.

