



MICROMICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR MOD. LT-ZSA0745

DESCRIPCIÓN

Labor Tech presenta el microscopio estereoscópico binocular modelo ZSA-0745. Nuestra marca dispone de más de 50 modelos de esta herramienta indispensable en su centro de investigación, análisis o docencia. Desde biológicos, estéreos hasta digitales, nuestra línea de microscopios, cuentan con las más altas exigencias del mercado. Nuestra área comercial le asistirá en la elección del mejor equipo para su necesidad.

INCLUYE

- Oculares 10X/20w.
- Cable de alimentación.
- Dos platinas intercambiables.
- Manual de uso.
- Funda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema mecánico: Estativo sólido realizado en material altamente resistente de línea moderna y funcional.
- Cabezal: giratorio en 360°, con una inclinación de 45°, con distancia interpupilar de 15 a 40 mm.
- Control de enfoque macrométrico con mandos coaxiales en ambos lados.
- Platina circular de Ø 95 mm, con pinzas de sujeción e intercambiables de fondo pavonado, negro y blanco.
- Lámpara superior de ángulo ajustable led 6 v 20 w.
- Lámpara inferior led 6v 3 w.
- Columna metálica de regulación de altura de 250 mm.
- Área de trabajo 100 mm
- Brillo de lámparas superior e inferior regulables.
- Alimentación eléctrica 220 v. 60 h.

