





Parámetros técnicos

- Temperatura de trabajo: +5 - +40°C
- Rango de espesor de sección: 1 - 25µm
- Graduación de corte: 1µm
- Tamaño máximo del espécimen: 35x25mm
- Rango de movimiento horizontal: 35mm
- Rango de movimiento vertical: 46mm
- Dimensiones: 300x280x280mm
- Peso neto: 22,5 kg


MICROTOMO HISTOLOGICO ROTATORIO KHS-202 - KYNTEL



PRESENTACIÓN

Kyntel presenta a su micrótomos histológico rotatorio model KHS-2020. Los micrótomos son instrumentos de corte para la elaboración de preparados que se usan en la microscopía. Para cumplir con las altas exigencias de tales preparados, los microtomos permiten realizar cortes extremadamente finos.

Este modelo de micrótomos utiliza una cuchilla de acero con el que se podrá cortar muestras del espesor requerido. Estos dispositivos permiten seccionar tejidos con precisión para su análisis microscópico, gracias a sus poleas graduados de alta precisión y al filo de su cuchilla.



Contenido:

- 1 x micrótomos
- 1 x cuchilla de micrótomos.
- 1 x estuche de cuchilla.
- 1 x mango de cuchilla.
- 1 x aceite lubricante.
- 1 x manual de uso.