



Presentación

MH-PRO presenta su coche pastillero de dosis unitario modelo **XL-MN-DC003-ABS**, el cual se encuentra fabricado de materiales resistentes y durables. Este mobiliario de uso médico y/o clínico permite distribuir de forma cómoda y segura, medicamentos, accesorios, herramientas, instrumentos y cualquier otro objeto requerido. Sus cuatro ruedas de caucho con sistema de freno independiente, tiene un giro de 360° con el cual se podrá movilizar fácilmente. Además, cuenta de gavetas, bandejas y compartimentos con el que se podrá separar elementos según su necesidad.




COCHE PASTILLERO DE DOSIS UNITARIO

MOD. XL-MN-DC003 - ABS

Características

- Materiales de fabricación: Plástico, cuerpo ABS + marco de aleación de aluminio.
- Contiene 10 gavetas (5 delanteros y 5 traseros) con 5 bandejas con posibilidad de separación de 3 niveles incluido.
- Posee una bandeja principal inferior de gran tamaño con posibilidad de separación interna incluido 9 unidades.
- Dispone de una mesa retráctil plano en la parte superior izquierda.
- Tiene tres bandejas para residuos (dos en el lado derecho con tapa y 1 en el lado izquierdo)
- Bandeja superior con terminaciones ergonómicas y 4 asas (dos por lado)
- Cuatro ruedas de caucho con posibilidad de giro de 360° y con posibilidad de frenado manual en cada rueda.
- Cerraduras de seguridad de todas las bandejas con una llave por lado.
- Medidas:
- Mobiliario: 68 × 105 × 52 cm
- Gavetas: 42.5 × 22.5 cm (10 unidades, 5 frontal y 5 traseros)
- Bandeja superior: 59 × 47 cm (01 unidad)
- Bandeja inferior principal: 52 × 36 × 10 cm (01 unidad)
- Bandeja pequeña: 21.5 × 10 × 8.5 cm (50 unidades)
- Tachos de residuos con tapa: 28.5 × 18 × 18 cm (02 unidades)
- Tacho de residuo sin tapa: 41 × 30 × 18 cm (01 unidad)



Incluye

- 150 separadores de bandeja pequeña.
- 06 separadores bandeja principal inferior.
- 02 pares de llaves.
- 01 llave Allen.
- 04 ruedas.
- 04 pernos para ruedas.

