



CUNA ACRILICA RODABLE PARA RECIEN NACIDOS. MOD.BB005 MH-PRO

Características

- Material de acrílico / Hierro.
- Posibilidad de giro de 360°
- Cuatro ruedas de PVC (dos de ellas con freno manual)
- Dimensiones:
- Estructura: 850 × 530 × 920 mm.
- Bandeja: 82×44×22 cm.
- Peso neto: 16 kg.

Presentación

MH-PRO presenta su línea de camas para recién nacidos, con característica acorde a la necesidad y protección requeridos. Nuestros productos están fabricados en material altamente resistentes y poseen características que, además, complementa con funciones para el confort del profesional de la salud y del paciente.

Descripción

La cuna acrílica rodable para recién nacidos modelo **BB005**, está fabricado en acero inoxidable, posee una bandeja acrílica con una base ergonómica y ventilada, acompañado de una colchoneta de espuma suave recubierto de tela impermeable. Además, cuenta con una estructura fija, el cual brinda seguridad y estabilidad al profesional de la salud. Posee un sistema de giro de 360° gracias a sus cuatro ruedas de PVC con sistema de seguro anti deslizamiento. Asimismo, cuenta con un sistema de accionamiento neumático para lograr la posición de trendelemburg.





Posición de trendelemburg



Canastilla inferior.



Freno de ruedas.



Sistema hidráulico de inclinación