

CUNA ACRILICA RODABLE CON PARRILLA PARA RECIEN NACIDOS. MOD. BB003 MH-PRO



Presentación

MH-PRO presenta su línea de camas para recién nacidos, con característica acorde a la necesidad y protección requeridos. Nuestros productos están fabricados en material altamente resistentes y poseen características que, además, complementa con funciones para el confort del profesional de la salud y del paciente.

Descripción

La cuna acrílica rodable con parrilla para recién nacidos modelo BB003, está fabricado en acero inoxidable y posee una bandeja acrílica robusta con una base ergonómica y ventilada, acompañado de una colchoneta de espuma suave recubierto de tela impermeable. Además, cuenta con un portasuero telescópico regulable de dos brazos, un sistema de giro de 360° gracias a sus cuatro ruedas de caucho con sistema de seguro anti deslizamiento, la cuna cuenta con un eje central de inclinación con seguro inmovilizador y una parrilla inferior.

Características

- Material de acero inoxidable / acrílico.
- Posibilidad de giro de 360°
- Cuatro ruedas de caucho (dos de ellas con freno manual)
- Portasuero regulable en altura y seguro de inmovilización.
- Base de cuna con posibilidad de inclinación de 0 a 15° hacia adelante y hacia atrás.
- Dimensiones:
- Estructura: 81×51×85 cm.
- Bandeja: 82×44×22
- Portasuero: 122.5 – 166 cm / dos ganchos de 9 cm.



BANDEJA ACRÍLICA REMOVIBLE



MOBILIARIO HOSPITALARIO



INMOVILIZADOR DE CUNA



FRENO DE RUEDAS



BASE DE BANDEJA INCLINABLE



COLCHONETA HIPERMEABLE