

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE ASIENTO ESTÁNDAR – ARO D/EMPUJE RANURADO CM191 – MH-PRO

Información básica

MH-PRO presenta su silla de ruedas plegable asiento estándar, aro de empuje modelo CM-191. El cual está fabricado en metal resistente, su composición estructural resistente y liviano, además cuenta con un sistema plegable práctico y sencillo, para un fácil traslado y almacenaje.

Características:

- Asiento de lona en base y espaldar (45 x 46 cm)
- Apoya brazos acolchado de PVC (33 x 6 x 2.5 cm)
- Frenos de mano tipo prensa en manijas de asistente posterior.
- Frenos de inmovilización en zona delantera para rueda mayor
- Rueda mayor de caucho duro con aro metálico y rayos de Ø58 cm
- Aro de empuje ergonómico de agarre fácil y antideslizante
- Rueda menor de caucho duro con aro metálico de Ø16 cm
- Manija de avance manual de PVC duro.
- Apoya pies de aluminio (18 x 14.5 cm.)
- Tiene un peso de 13 kg. que lo hace liviano y ligero.
- Capacidad de carga 100 kg.
- Dimensiones 100 x 68 x h=90 cm

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE ASIENTO ESTÁNDAR – ARO D/EMPUJE RANURADO CM191 – MH-PRO

