

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE ASIENTO LONA CROMADO- IMPORTADO

MH-PRO, presenta esta robusta silla plegable, el cual está fabricado de materiales de alta calidad, resistentes y durables. Posee llantas de goma antideslizantes, con ruedas delanteras de giro omnidireccional, ruedas posteriores con aro estrellado de 8 varillas, estructura de metal antióxido.



Características:

- Silla de rueda estándar tapiz de lona.
- Estructura de acero cromado.
- 1 cruceta para mayor resistencia
- Reposabrazos fijos.
- Reposapiés fijo en aluminio.
- Rueda posterior sólida 24".
- Rueda delantera sólida 8".
- Aro de polietileno, con aro impulsor cromado.
- Sistema de plegado para un fácil traslado.
- Soporta un peso de 100 kg.



Dimensiones:

- Ancho del asiento: 45 cm.
- Ancho total: 65 cm.
- Altura total: 85 cm.
- Largo total: 107 cm.
- Ancho plegado: 26 cm

