

KYNTEL



ESPECIFICACIONES

- Material: vidrio
- Rango de medida: - 20° a 110° C
- División de la escala: 1° C
- Dimensiones: 330 mm x 6 mm Ø
- Color: blanco reflectivo
- Sustancia: alcohol coloreado.

Incluye una funda protectora de pvc para un mejor almacenaje.

TERMOMETRO QUIMICO DE -20 A 110°C BLANCO ROJO – KYNTEL

PRESENTACIÓN

Termómetro Químico de -20 a 110 °C - Blanco Rojo de la marca Kyntel. Es una herramienta de medición de temperatura. El termómetro de alcohol es un cilindro delgado fabricado de vidrio, cuenta un diámetro interior muy pequeño (casi como el de un cabello), que posee paredes gruesas; en uno de sus extremos se encuentra una dilatación, llamada bulbo, que está llena de alcohol.

El alcohol es una sustancia que se dilata o contrae y, por lo tanto, sube o baja dentro del tubo capilar con los cambios de temperatura. En el tubo se establece una escala que marca la temperatura exacta en ese momento.

