INTECK
LABORATORIOS DE FÍSICA

VERNIER CALIBRADOR ANALOGO TIPO RELOJ DE 0 - 150 MM



PRESENTACIÓN

Vernier calibrador análogo, utilizado comúnmente para medir con alta precisión elementos pequeños. Consiste en una regla fija sobre la cual se desplaza otra móvil milimetrado en 150. Este modelo incluye, además, un reloj analógico el cual posee una manija que se mueve según el desplazamiento del Nonio que incluye una rueda de tacto milimétrico el cual permite percibir el cambio de ubicación de forma táctil. Esta herramienta fabricada de acero inoxidable posee un peso medio que ayuda a generar mayor estabilidad de uso.

Características:

Rango: 0-150mm/6"
Cuatro propósitos
Valor de división 0,02mm
Diseño a prueba de golpes.
Con tornillo de fijación.
Posición cero ajustable.
Con cuerpo de calibrador de graduación.

INTECK

INTECK
LABORATORIOS DE FÍSICA





PESO: 330g

INTECK